

FIJACIÓN INTERMAXILAR

Tornillos de titanio de 2 mm de diámetro con ranuras y orificios de fijación. Colocación y extracción ambulatoria rápida, fácil y segura. Ideales para pacientes con coronas y/o puentes.





Tornillos de titanio para sistema IMF con sus respectivos instrumentos

Tornillo de cabeza ranurada en cruz

IMF



a

Autoperforante


Autorroscante

Ø 2,0 mm

Ø 2,0 mm

a	Autoperforante	Autorroscante
5 mm	68.78.35A	-----
8 mm	68.78.36A	68.75.09A
10 mm	68.78.37A	68.75.11A
12 mm	68.78.39A	68.75.13A
14 mm	-----	68.75.15A
16 mm	-----	68.75.17A

Brocas espirales



75.23.40

Dispositivo de agarre

Destornilladores



10 cm - 4

75.23.98A



9 cm - 3 1/2

75.23.00



Contenedor tipo casete (no incluye tornillos ni instrumental)

23 x 11,5 x 4 cm

69.02.26

INTERMAXILLARY FIXATION

IMF



**En Resumen sus
Ventajas son:**

- **Tornillos de cabeza de cruz Autorroscantes y Auto perforantes**
- **Destornillador con mecanismo especial para una sujeción segura a la hoja**
- **Fijación del alambre sobre el cuello del tornillo o a través de los orificios transversales**

